

Micromed-Vet Zahnputzfingerling für Hunde

Zahnpflege einfach und effektiv

Inhalt:

Micromed – Vet „BioAktiv Hemosfaser“ Zahnputzfingerling, bestehend aus einer speziellen Mikrofaser und darin eingearbeitetem Silberionen. Die einfachste Art Zähne, Zunge und Zahnfleisch zu reinigen. Hat ca. 12.000 x mehr Fasern als eine Zahnbürste.

Anwendung:

Den Fingerling über den Zeigefinger stülpen und die Schlaufe am Mittelfinger fixieren. Nach der Anwendung gründlich auswaschen.

Bei täglichem Gebrauch sollte der Fingerling nach 4- 6 Wochen ersetzt werden

Warnung:

Nicht vom Hund verschlucken lassen.
Von Kindern fernhalten

Haltbarkeit: 100 – 120 Anwendungen

Artikel Nr. 11222

Infothek:

BioAktiv Hemosfaser

- antimikrobielle Wirkung dank fest eingebrachter Silberionen
- Vorbeugend gegen Zahnstein
- Bekämpft übel riechenden Atem
- Entfernt Bakterien
- Massiert das Zahnfleisch
- Enorme Kapillarwirkung erzielt eine effiziente Reinigung
- ohne chemische Zusätze
- Die Faser nimmt den ganzen Zahnbelag auf, ohne das Weichgewebe zu verletzen
- Waschbar bei 60°

